

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd64ウサギポリクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0014078



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの高親和性IgG

Fc受容体ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD64（FCGR1A）を検出します。免疫学、ADCC、および診断用イムノアッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD64ウサギpAb
備考／別名	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2209
GeneID	2209
免疫原	ヒトCD64（NP_000557.1）のアミノ酸16～288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12314
タンパク質分子量	43kDa
輸送条件	保冷バッグ