

## Wb、If-P、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd66A/Ceacam1ウサギモノクローナル抗体 - P31809

商品番号: CM0009489



### 前書き

マウスCD66a/CEACAM1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、FC、ELISAでバリデーション済みで、ラットとの交差反応性を有します。免疫制御、細胞接着、コロナウイルス感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD66a/CEACAM1ウサギmAb                                                                                                         |
| 備考／別名       | Bgp; Ccl; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a |
| 種           | マウス                                                                                                                         |
| GeneID (ヒト) | 634                                                                                                                         |
| GeneID      | 26365                                                                                                                       |
| 免疫原         | マウスCD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1) のアミノ酸35～428に相当する配列を含む組換え融合タンパク質                                                          |
| 由来          | ウサギ                                                                                                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                                                                   |
| アプリケーション    | WB、IF-P、IHC-P、FC、ELISA                                                                                                      |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                                                                                     |
| SWISS       | P31809                                                                                                                      |
| タンパク質分子量    | 57kDa/50kDa/37kDa/30kDa                                                                                                     |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                                                                                       |