

Anti-Cd66A/Ceacam1 Rabbit Polymab® For Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

商品番号: CM0012791



前書き

ヒト/マウスCD66a/CEACAM1を標的とするRabbit PolymAb®。WB、IHC、IF、ELISAで検証済み。細胞接着および免疫調節を媒介し、がんおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD66a/CEACAM1 Rabbit PolymAb®
備考/別名	Bgp; Ccl1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	634
GeneID	634/26365
免疫原	ヒト/マウス CD66a/CEACAM1の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13688/P31809
タンパク質分子量	30kDa/37kDa/43kDa/46kDa/50kDa/57kDa
配送	アイスバッグ