

Wb、Elisa用 抗Cd66D/Ceacam3 ポリクローナル抗体 - P40198

商品番号: CM0027836



前書き

病原体の貪食を媒介する顆粒球受容体CD66d/CEACAM3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。自然免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD66d/CEACAM3 ウサギ pAb
備考/別名	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1084
遺伝子ID	1084
免疫原	ヒトCD66d/CEACAM3 (NP_001806.2) のアミノ酸1-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40198
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ