

Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd68モノクローナル抗体 - P31996

商品番号: CM0006627

前書き

マウスCD68（Macrosialin）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。約33/34 kDaのタンパク質を認識。貪食作用、マクロファージのホーミング、およびリソソーム代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68 Rabbit mAb
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID (マウス)	12514
免疫原	マウスCD68（NP_001277987.1）のアミノ酸21～291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	33KDa/34KDa
配送	アイスバッグ