

Anti-Cd68 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa対応） - P34810

商品番号: CM0003685

前書き

ヒトCD68（マクロシアリン、GP110）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、FC（細胞内）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68 Rabbit mAb
備考/別名	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
種	ヒト
GeneID (ヒト)	968
GeneID	968
免疫原	ヒトCD68 (NP_001242.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ