

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd68ウサギモノクローナル抗体 - P34810

商品番号: CM0004185

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質抗CD68ウサギモノクローナル抗体です。食作用および細胞接着に関与するマクロファージマーカーであるヒトマクロシアリン(37kDa)を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68 Rabbit mAb
別名	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	968
GeneID	968
免疫原	ヒトCD68 (NP_001242.2) のアミノ酸100-200番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤