

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Cd68ウサギポリクローナル抗体 - P34810

商品番号: CM0025441

前書き

ヒトCD68（GP110、LAMP4、SCARD1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットに対する反応性を検証済み。マクロファージおよび腫瘍研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68ウサギpAb
備考／別名	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
種	ヒト
GeneID (ヒト)	968
免疫原	ヒトCD68（NP_001242.2）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ