

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd68ウサギポリクローナル抗体 - P34810

商品番号: CM0015335

前書き

ヒトCD68（マクロシアリン、GP110、LAMP4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。マクロファージ生物学およびエンドリソソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68ウサギpAb
備考／別名	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	968
遺伝子ID	968
免疫原	ヒトCD68（NP_001242.2）のアミノ酸16～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37 kDa
輸送	保冷剤