

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Cd68ウサギポリクローナル抗体 - P31996

商品番号: CM0022959

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのCD68ウサギポリクローナル抗体（Lamp4/gp110/Scard1）。マクロファージおよび貪食研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68 Rabbit pAb
備考／別名	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
種	マウス
GeneID（ヒト）	968
GeneID	12514
免疫原	マウスCD68（NP_001277987.1）のアミノ酸50～150に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31996
タンパク質分子量	35 kDa
輸送条件	保冷バッグ