

Anti-Cd68 Rabbit Polymab® For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

商品番号: CM0005427

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証された組換えウサギモノクローナルCD68抗体。ヒトおよびマウスのマクロシアリン（Lamp4、gp110、Scard1）を認識します。これは、マクロファージの貪食活性および腫瘍細胞接着に関与するリソソーム/エンドソーム膜糖タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68 Rabbit PolymAb®
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID	968/12514
免疫原	ヒト/マウス CD68組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P34810/P31996
タンパク質分子量	70-130 kDa
配送	氷袋