

Fc測定用抗Cd69モノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0007789



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ由来抗ヒト/サルCD69モノクローナル抗体です。組換えタンパク質を免疫原としており、ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。T細胞の早期活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ由来抗ヒト/サルCD69 mAb
別名	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	969
遺伝子ID	969
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78～199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISSプロットID	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	氷袋