

Wb、Elisa用抗Cd69ポリクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0021442



前書き

ヒトCD69に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。初期活性化抗原および免疫細胞制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD69 ウサギ pAb
略称/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸1〜80番以内の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	氷袋