

Wb、Elisa用抗Cd69ウサギモノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0006932



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のヒトCD69（SWISS:

Q07108）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体中のCD69を検出し、ラットと交差反応します。免疫原はアミノ酸62-199番に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD69 ウサギmAb
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD69（NP_001772.1）のアミノ酸62-199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ウエスタンブロット(WB)、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
交差反応性	ラット
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	氷袋梱包