

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用抗Cd69ウサギPolymab® - Q07108

商品番号: CM0012798



前書き

ヒトCD69（AIM、EA1、CLEC2C）に対するウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、IF-P、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。T細胞の活性化および免疫恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD69ウサギPolymAb®
備考／別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69（NP_001772.1）のアミノ酸62～199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ