

Wb、Elisa用 抗Cd7ウサギモノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0007611

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用の高品質CD7ウサギmAb。免疫活性化に関与するT細胞およびNK細胞マーカーであるヒトCD7に特異的。免疫学研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD7ウサギmAb
備考/別名	GP40; TP41; LEU-9; CD7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	924
遺伝子ID	924
免疫原	ヒトCD7のアミノ酸26-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_006128.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ