

抗Cd7ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P09564

商品番号: CM0008813

前書き

ヒトCD7を対象とした高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。CD7は適応免疫に関与するT細胞・NK細胞の膜貫通型糖タンパク質で、免疫学研究や診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD7 ウサギ mAb
別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	924
遺伝子ID	924
免疫原	合成ペプチド ヒトCD7（P09564）のアミノ酸141〜240番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋