


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd70ウサギポリクローナル抗体 - P32970

商品番号: CM0019347



前書き

ヒトCD70（CD27リガンド、TNFSF7）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。T細胞活性化およびB細胞免疫監視に関する免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD70 ウサギ pAb
備考/別名	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	970
GeneID	970
免疫原	ヒトCD70 (NP_001243.1) のアミノ酸47-126に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32970
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ