


フローサイトメトリー用抗Cd71モノクローナル抗体（） - P02786

商品番号: CM0009424



前書き

ヒトCD71（トランスフェリン受容体1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、鉄代謝、T/B細胞増殖、ウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD71 mAb
備考／別名	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7037
GeneID	7037
免疫原	ヒトCD71のアミノ酸100～250（NP_003225.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P02786
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ