


Wb用 抗Cd71/トランスフェリン受容体 ウサギモノクローナル抗体 - P02786

商品番号: CM0005673



前書き

ヒトCD71/トランスフェリン受容体 (TFRC) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。鉄代謝、ウイルス侵入、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD71/トランスフェリン受容体 ウサギmAb
別名	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7037
GeneID	7037
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02786
タンパク質分子量	85 kDa
輸送方法	氷袋