


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd71/トランスフェリン受容体 ウサギポリクローナル抗体 - P02786

商品番号: CM0027018



前書き

ヒトCD71/トランスフェリン受容体 (TFRC、TFR1、p90) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。鉄代謝およびウイルス侵入研究に関連 - P02786。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD71/トランスフェリン受容体 ウサギ pAb
備考/別名	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/トランスフェリン受容体
種	ヒト
GeneID	7037
免疫原	ヒトCD71/トランスフェリン受容体 (NP_001121620.1) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02786
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ