

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd72モノクローナル抗体 - P21854

商品番号: CM0006721

前書き

ヒトCD72（Lyb-2）を標的とする高親和性組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用途で検証済みです。B細胞受容体共受容体の研究や診断アッセイ開発にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD72 ウサギmAb
備考/別名	CD72; CD72b; LYB2; CD72分子
種	ヒト
GeneID	971
免疫原	ヒトCD72（NP_001773.1）のアミノ酸117～359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21854
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤