

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd73/Nt5E

ウサギポリクローナル抗体 - P21589

商品番号: CM0020390



前書き

ヒトCD73/NT5E（エクト-5'-ヌクレオチダーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ヌクレオチド代謝および免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD73/NT5E ウサギ pAb
備考/別名	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4907
GeneID	4907
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD73/NT5Eのアミノ酸27-377を含む組換え融合タンパク質、NP_002517.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21589
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ