

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd74モノクローナル抗体 - P04233

商品番号: CM0008983



前書き

ヒトCD74（不変鎖）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。主要なMHCクラスIIシャペロンおよびMIF受容体を標的とし、免疫研究および抗ウイルス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD74 Rabbit mAb
備考/別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	972
遺伝子ID	972
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD74 (P04233) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04233
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋