

Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用 抗Cd74ウサギモノクローナル抗体 - P04233-2

商品番号: CM0005260

前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAでバリデーション済みのヒトCD74（不変鎖、CLIP）を標的とするウサギモノクローナル抗体を供給します。MHCクラスII抗原提示および免疫学研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD74ウサギmAb
備考/別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	972
遺伝子ID	972
免疫原	ヒトCD74 (NP_004346.1) のアミノ酸73-232に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04233-2
タンパク質分子量	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
発送	保冷バッグ