

Anti-Cd74 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04441-2

商品番号: CM0023388

前書き

マウスCD74に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。胸腺およびリンパ節で発現し、MHCクラスII抗原提示に関与する不変鎖を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD74 Rabbit pAb
備考/別名	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
種	マウス
GeneID	16149
免疫原	マウスCD74 (NP_034675.1) のアミノ酸56-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04441-2
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスパック