

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Cd74ウサギポリクローナル抗体 - P04233

商品番号: CM0025262



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用の高品質な抗CD74ウサギポリクローナル抗体。ヒトCD74 (P04233)を検出し、ラットと交差反応します。MHCクラスIIシヤペロン、MIF受容体、および抗ウイルス免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD74 Rabbit pAb
備考/別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	972
遺伝子ID	972
免疫原	ヒトCD74 (NP_004346.1) のアミノ酸73-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04233
タンパク質分子量	34 kDa
配送	アイスバッグ