

Anti-Cd74 ウサギPolymab® - P04233-2 / P04441-2

商品番号: CM0012593

前書き

ヒトおよびマウスCD74（不変鎖）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。p33アイソフォームとp35アイソフォームの両方に反応します。P04233-2 / P04441-2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD74 ウサギPolymAb®
備考・別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
種	ヒト／マウス
遺伝子ID（ヒト）	972
遺伝子ID（マウス）	16149
免疫原	ヒトCD74（NP_004346.1）のアミノ酸73～232番目の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04233-2/P04441-2
タンパク質分子量	24kDa/26kDa
発送	保冷剤