

Anti-Cd79A ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P11912

商品番号: CM0003404



前書き

ヒトCD79a（MB-1、Ig-alpha）をターゲットとする高品質なウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。タンパク質分子量25kDa。B細胞受容体シグナリングの研究用途。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79a ウサギ mAb
備考/別名	IGA; MBI; MB-1; IGAAlpha; CD79a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	973
GeneID	973
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ