

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cd79Aウサギポリクローナル抗体 - P11912

商品番号: CM0015145



前書き

組換えCD79a（アミノ酸165-225）に対して作製されたウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。約25kDaのタンパク質を検出。B細胞受容体シグナル伝達および免疫学研究に最適。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	CD79a ウサギ pAb
備考/別名	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	973
GeneID	973
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD79a（NP_001774.1）のアミノ酸165-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11912
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ