

ウエスタンブロット、If/Icc、フローサイトメトリー、Elisa用

抗Cd79Bモノクローナル抗体 - P40259

商品番号: CM0006369



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、フローサイトメトリー、ELISA用に検証済みの組換え抗CD79Bウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原由来のヒトCD79B (14/26 kDa)

を検出します。B細胞受容体シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79B ウサギ mAb
備考/別名	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD79Bのアミノ酸29-159に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000617.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、フローサイトメトリー、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	14kDa/26kDa
発送	保冷バッグ