


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd79Bモノクローナル抗体 - P40259

商品番号: CM0002803



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗CD79Bウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのCD79B (Ig-β、B29) を検出します。これは、免疫に必須のB細胞受容体シグナル伝達タンパク質です。B細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79B ウサギ mAb
備考/別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	974
遺伝子ID	974
免疫原	合成ペプチド。ヒトCD79B (NP_000617.1) のアミノ酸130-229に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ