

Anti-Cd79B Rabbit Monoclonal Antibody (B29, Ig-Beta) For Wb, If, Fc, Elisa - P15530

商品番号: CM0006866



前書き

マウスCD79b (B29, Ig-beta)

特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF、FC、ELISAで確認済み。約25

kDaのバンドを検出；ラットと交差反応します。B細胞受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79b Rabbit mAb
備考/別名	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
種	マウス
GeneID (ヒト)	974
GeneID	15985
免疫原	マウスCD79b (NP_032365.1) のアミノ酸26-158に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P15530
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋