

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd79BウサギPolymab® - P40259

商品番号: CM0006428



前書き

CD79BウサギPolymAb®は、ヒトCD79Bを標的とするモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとも交差反応します。B細胞受容体シグナル伝達の研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79BウサギPolymAb®
備考／別名	B29 ; IGB ; AGM6 ; Igbeta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	ヒトCD79B (NP_000617.1) のアミノ酸130～229内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
輸送条件	保冷バッグ