

Anti-Cd80 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P33681

商品番号: CM0006939



前書き

ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みの高品質なAnti-CD80ラビットモノクローナル抗体。T細胞共刺激分子であるヒトCD80に特異的です。免疫学および免疫腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD80 Rabbit mAb
備考/別名	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LGI; LAB7; CD80 molecule
種	ヒト
GeneID	941
免疫原	ヒトCD80（NP_005182.1）のアミノ酸35-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
配送	氷袋