

Anti-Cd80 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Fc、Elisa対応） - Q00609

商品番号: CM0007285



前書き

マウスCD80を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCD80を認識します。T細胞活性化および免疫チェックポイント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD80 Rabbit mAb
備考/別名	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
種	マウス
GeneID (ヒト)	941
GeneID	12519
免疫原	マウスCD80 (NP_033985.3) のアミノ酸38-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34 kDa
配送	アイスパック