

抗Cd80ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P33681

商品番号: CM0024289



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みの高品質抗CD80ウサギポリクローナル抗体です。T細胞活性化の重要な共刺激分子であるヒト、マウス、ラットのCD80（B7-1）を認識します。免疫学および免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD80 ウサギ pAb
別名	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	合成ペプチド ヒトCD80（NP_005182.1）のアミノ酸1～100番の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33681
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋