

フローサイトメトリー用 抗 Cd80/B7-1 モノクローナル抗体 - P33681

商品番号: CM0009534



前書き

ヒトCD80/B7-

1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫学研究におけるT細胞活性化、免疫チェックポイント、共刺激研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体
備考/別名	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	ヒトCD80/B7-1 (NP_005182.1) のアミノ酸35-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
発送	保冷剤 (氷袋)