

Wb、Elisa用抗Cd81ウサギポリクローナル抗体 - P35762

商品番号: CM0020856



前書き

マウスCD81（TAPA-1、Tspan28）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、ラットと交差反応します。免疫細胞シグナル伝達、テトラスパニン生物学、宿主-病原体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD81 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名      | Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81                          |
| 種          | マウス                                                   |
| 遺伝子ID（ヒト）  | 975                                                   |
| 遺伝子ID（マウス） | 12520                                                 |
| 免疫原        | マウスCD81（NP_598416.1）のアミノ酸106～211番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                               |
| SWISS      | P35762                                                |
| タンパク質分子量   | 25 kDa                                                |
| 輸送方法       | 氷袋                                                    |