


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd81ウサギポリクローナル抗体 - P60033

商品番号: CM0025985



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持つ、ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証済みの抗CD81ウサギポリクローナル抗体。CD81は、B細胞シグナル伝達、C型肝炎ウイルス侵入、免疫シナプス形成に参与するテトラスパニンです。免疫学、感染症、細胞接着研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	CD81 ウサギ pAb
備考/別名	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	975
遺伝子ID	975
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD81 (NP_004347.1) のアミノ酸114-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60033
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ