


## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd81 ウサギ Polymab® - P60033

商品番号: CM0004298



### 前書き

ヒトCD81 (TAPA1/TSPAN28)

に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。テトラスパニン濃縮微小ドメイン、B細胞シグナル伝達、ウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD81 ウサギ PolymAb®                                     |
| 備考/別名      | S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28                           |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 975                                                   |
| 遺伝子ID      | 975                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD81 (NP_004347.1) のアミノ酸114-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| 適用         | WB、IHC-P、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | P60033                                                |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷剤                                                   |