

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd82ポリクローナル抗体 - P27701

商品番号: CM0020131



前書き

転移抑制因子であるテトラスパニンCD82（KAI1/TSPAN27）を標的とする、高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。癌研究およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD82 ウサギ pAb
略称/別名	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3732
GeneID	3732
免疫原	ヒトCD82 (NP_002222.1) のアミノ酸150～250領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27701
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋