

Wb、Elisa用抗Cd83ウサギモノクローナル抗体 - Q01151

商品番号: CM0007677



前書き

免疫細胞上の膜貫通糖タンパク質であるヒトCD83に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAの研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD83 ウサギmAb
備考/別名	BL11; HB15; CD83
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9308
GeneID	9308
免疫原	ヒトCD83 (NP_004224.1) のアミノ酸20～143番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01151
タンパク質分子量	23 kDa
輸送方法	氷袋