


WbおよびElisa用抗Cd84モノクローナル抗体 - Q9Uib8

商品番号: CM0007321



前書き

ヒトCD84（SLAMF5）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外ドメインを標的としており、免疫細胞シグナル伝達および機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD84 ウサギmAb
略称/別名	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
由来種	ヒト
遺伝子ID	8832
免疫原	ヒトCD84（Q9UIB8）のアミノ酸246～345番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIB8
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤