


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用 抗Cd84 ウサギ モノクローナル抗体 - Q9Uib8

商品番号: CM0004272



前書き

CD84 (SLAMF5)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、FC、ELISAアプリケーション用に設計されています。シグナル伝達や造血研究において重要な39 kDaの免疫細胞受容体であるヒトCD84に特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD84 ウサギ mAb
備考/別名	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
種	ヒト
遺伝子ID	8832
免疫原	ヒトCD84のアミノ酸22-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001171808.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIB8
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ