


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd84ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uib8

商品番号: CM0026690



前書き

ヒトCD84 (SLAMF5) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。免疫細胞活性化、SLAMファミリーシグナル伝達、造血前駆細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD84 ウサギ pAb
別名	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8832
GeneID	8832
免疫原	ヒトCD84 (NP_003865.1) のアミノ酸22-225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIB8
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤