


Anti-Cd86 (B7-2) ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P42081

商品番号: CM0013827



前書き

ヒトCD86 (B7-2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。T細胞活性化および免疫学研究の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD86 Rabbit pAb
備考/別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
種	ヒト
GeneID (ヒト)	942
GeneID	942
免疫原	ヒトCD86 (NP_787058.4) のアミノ酸25-133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック