


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd86モノクローナル抗体 - P42081

商品番号: CM0002784



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、抗原提示細胞上の共刺激分子であるヒトCD86（B7-2、LAB72）を標的とします。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済みであり、免疫活性化およびチェックポイント研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD86 Rabbit mAb
備考/別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	942
遺伝子ID	942
免疫原	ヒトCD86 (NP_787058.5) のアミノ酸20-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ