


抗Cd86ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、If-P、Elisa用） - P42081

商品番号: CM0023954



前書き

WB、IP、IF/ICC、IF-

P、ELISAで検証済みのCD86ウサギポリクローナル抗体。T細胞共刺激、CD28/CTLA4経路、ウイルス侵入機構の研究に最適です。ヒト、マウス、ラットのCD86と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD86 Rabbit pAb
備考／別名	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	942
GeneID	942
免疫原	ヒトCD86（NP_787058.4）のアミノ酸25～133番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋