


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD89 モノクローナル抗体 - P24071

商品番号: CM0009013



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD89モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、ヒト試料に対する反応性を有します。標的：免疫グロブリン α Fc受容体（FCAR、FcalphaRI、32 kDa）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD89 mAb
備考/別名	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2204
遺伝子ID	2204
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ